

Gebrauchsanweisung

Gärungsprüfer

Und so wird's gemacht:

Füllen Sie das Gefäß zu 2/3 mit dem Weinling und zwar so, daß am geschlossenen Ende keine Luftblasen vorhanden sind (kippen, so daß luftdicht gefüllt!).

Stellen Sie es auf den Fuß und überprüfen Sie, ob sich am geschlossenen Ende eine Luftblase bildet.

Ist dies auch nach einem Tag nicht geschehen, so ist die Gärung zum Stillstand gekommen.